

Dane aktualne na dzień: 30-04-2026 00:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/podklady-nieprzemakalne-pnsa-p-8242.html>

Podkłady nieprzemakalne PNSA



Numer katalogowy	9183
Producent	Halcamp

Opis produktu

Podkłady nieprzemakalne z funkcją paroprzepuszczalności PNSA są niezbędne w celu zabezpieczenia materaca przed zabrudzeniem, zamoczeniem czy zniszczeniem, znajdują również zastosowanie jako ochrona higieniczna. Stosowane są przy pacjentach nie trzymających płynów fizjologicznych, unieruchomionych, którzy dłuższy czas spędzają w łóżku.

Doskonale sprawdzają się w domu jako ochrona materaca dla dzieci i dorosłych, jak również w placówkach służby zdrowia, domach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacyjnych, pensjonatach, hotelach, sanatoriach itp.

Tkanina PNSA jest trudnopalna, przyjemna dla skóry i nie powodująca alergii oraz uczuleń.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (cm x cm): 100 x 140 , 140 x 200 , 70 x 100 , 90 x 200