

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/podkolanowki-ov01d500-travel-p-2557.html>



Podkolanówki OV01D500 TRAVEL

Numer katalogowy	OV01D500
Producent	Orliman

Opis produktu

Podróżne podkolanówki kompresyjne wspomagające krążenie żyłne w czasie wymuszonego przebywania w pozycji siedzącej, np. w podróży. SKŁAD: 75% Poliamid, 25% Lycra.

Działanie:

stymulacja oraz wspomaganie krążenia żylnego w kończynach dolnych, ochrona przed możliwymi urazami mechanicznymi, otarciami okolicy palców oraz pięty, rekomendowane przy długich podróżach.

Kolor:czarny.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Długość podkolanówki (cm)	Obwód nad kostkami (cm)
S/1	36-40	18-21,5
M/2	36-40	21,5-25
L/3	36-40	25-28,5
XL/4	36-40	28,5-32

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL