

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:29

Link do produktu: <https://akmed.pl/podkolanowki-ov02d501-sport-p-2559.html>



Podkolanówki OV02D501 SPORT

Numer katalogowy	OV02D501
Producent	Orliman

Opis produktu

Sportowe podkolanówki kompresyjne do stosowania przez profesjonalnych sportowców jak i amatorów. Stymulują krążenie w żyłach w czasie wysiłku fizycznego redukując bolesność powysiłkową mięśni równocześnie przyspieszając czas ich regeneracji. Utkanie materiału zapewnia utrzymanie stałej temperatury ciała podczas wysiłku fizycznego. Podkolanówki zapewniają bardzo dobrą ochronę najbardziej podatnych na otarcia okolic (ścięgno Achillesa, palce, strona podeszwowa) stopy minimalizując wstrząsy powstające w czasie aktywności a strefa ochronna na grzbiecie stopy ma za zadanie minimalizować dyskomfort powstający na skutek silnego przylegania butów. SKŁAD: 72% Poliamid, 28% Lycra.

Działanie:

stymulacja krążenia żylnego, regeneracja powysiłkowa mięśni kończyn dolnych, profilaktyka urazów mięśniowych.

Kolor:biało-niebieskie.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	Długość podkolanówki (cm)	Największy obwód podudzia (cm)
S/1	36-40	30-34,5
M/2	36-40	34,5-39
L/3	36-40	39-43,5
XL/4	36-40	43,5-48

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL