

Link do produktu: <https://akmed.pl/podkolanowki-uciskowe-dla-podrozujacych-mezczyzn-medi-travel-men-p-7972.html>



Podkolanowki uciskowe dla podróżujących mężczyzn medi travel men®

Numer katalogowy **9884**

Producent **Medi**

Opis produktu

Podkolanowki dla podróżujących mężczyzn

- Lekkie i zrelaksowane nogi podczas podróży
- Zdefiniowany gradient ucisku może zmniejszyć ryzyko zakrzepicy u podróżnych*
- Miękki, antystatyczny materiał ułatwiający zakładanie i zdejmowanie

Brak ruchu oraz długa jazda w samochodzie, pociągu lub przelot samolotem, spowalniają przepływ prądu zwrotnego krwi do serca

Wskutek tego mogą tworzyć się skrzepy krwi w żyłach kończyn dolnych, które w najgorszym przypadku całkowicie zamykają naczynia i uniemożliwiają przepływ krwi. Tak właśnie powstaje zakrzepica. Jeśli skrzeplina utworzy się w żyłach głębokich w kończynach dolnych, istnieje niebezpieczeństwo, że skrzep będzie zabrany z krwiobiegiem i może dostać się do jednej z tętnic płucnych. Jest to jedno z najgroźniejszych powikłań zakrzepicy, czyli zator płucny.

Zalety produktu

- medi travel wywiera w łydce dokładnie dozowany ucisk, który zmniejsza się od kostki do kolana. Stosowanie mediven travel przyspiesza transport powrotny krwi do serca.
- Opatentowany system Clima Fresh w palcach zapewnia przeciwbakteryjną świeżość stopy i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
- Technologia Clima Comfort zapewnia niezawodne usuwanie potu.
- Podkolanówki medi travel poprawiają samopoczucie podczas podróży i po podróżach samolotem, autobusem lub pociągiem.
- Miękki, antystatyczny materiał ułatwiający zakładanie i zdejmowanie

Długości

- Podkolanówka

Skład produktu: 10% elastanu, 90% poliamidu

Instrukcja prania

- Łatwa pielęgnacja: możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce.
- Cykl skrócony w temperaturze 40°C.
- Nie prać chemicznie.
- Nie używać wybielacza zawierającego chlor.
- Nie prasować.
- Suszyć w suszarce bębnowej przy niskim ustawieniu.

Rozmiary

S obwód 18-20 cm

M obwód 20-23 cm

L obwód 23-26 cm

XL obwód 26-29 cm

XXL obwód 29-32 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL

Kolor: czarny , szary

Rozmiar buta: 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

Odmiany: długie 38-44 cm , krótkie 34-38 cm