

Link do produktu: <https://akmed.pl/podnosnik-kapielowo-transportowy-do-150kg-eagle-620-p-1441.html>



Podnośnik kąpielowo-transportowy do 150kg EAGLE 620

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | EAGLE 620 |
| Producent | Vermeiren |

Opis produktu

Podnośniki do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. model 620 przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota , wyposażone w wysokiej jakości siłowniki LINAK gwarantują płynne i bezproblemowe działanie

- Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi.
- Modele wyposażone w kółka z blokadą .
- Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności.
- Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny.
- Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybko schnący.
- Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi.

Trzy rodzaje nosideł:

- REGULAR(universalne do zastosowania u większości pacjentów),
- COMFORT(z zagłówkiem),
- HYGIENIC(do stosowania w toalecie)

Nosidła mogą być wykonane z dwóch rodzajów materiałów:

- poliestru (PE)- szara,
- siatki poliestrowej (NET.-niebieska.