

Link do produktu: <https://akmed.pl/podnosnik-kapielowo-transportowy-do-175kg-eagle-625-p-1442.html>

Podnośnik kąpielowo-transportowy do 175kg EAGLE 625



Numer katalogowy **EAGLE 625**

Producent **Vermeiren**

Opis produktu

Podnośniki do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. model 625 przeznaczony dla pacjentów o wadze do 175 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota , wyposażone w wysokiej jakości siłowniki LINAK gwarantują płynne i bezproblemowe działanie

- Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi.
- Modele wyposażone w kółka z blokadą .
- Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności.
- Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny.
- Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący.
- Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka ale również z pozycji podłogi.

Trzy rodzaje nosideł:

- REGULAR(uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów),
- COMFORT(z zagłówkiem),
- HYGIENIC(do stosowania w toalecie)

Nosidła mogą być wykonane z dwóch rodzajów materiałów:

- poliestru (PE)- szara,
- siatki poliestrowej (NET.-niebieska.