

Link do produktu: <https://akmed.pl/podnosnik-wannowy-w-wersji-niestandardowej-z-nakladkami-capri-3-p-5759.html>



## Podnośnik wannowy w wersji niestandardowej z nakładkami CAPRI 3

Numer katalogowy **3013622**

Producent **Meyra**

### Opis produktu

- czas ładowania tylko 1 godzina dzięki akumulatorom litowo-jonowo-manganowym umieszczonym w lekkim pilocie sterującym,
- łatwy montaż i demontaż na 5 części bez dodatkowych narzędzi,
- zdejmowane części elektryczne ułatwiają czyszczenie,
- stabilne siedzenie dzięki dobrze wyprofilowanej powierzchni,
- powierzchnia siedziska z tworzywa zapobiegającego ześlizgowi,
- zastosowane tworzywo z jonami srebra ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości i działa antybakteryjnie,
- dostępne jako opcja niebieskie nakładki bakteriostatyczne, antypoślizgowe,
- kolor: biały.
- Szerokość siedziska (z i bez kłapek bocznych): 37,5/71 cm,
- Głębokość siedziska 50 cm,
- Wysokość siedziska (regulowana płynnie): 6,5 – 45,5 cm,
- Adaptery wysokości dla głębszych wanien,
- Oparcie pleców: 35 x 68 cm,
- Płynna regulacja kąta oparcia do 40\* (po całkowitym obniżeniu siedziska),
- Waga użytkownika: do 140 kg,
- Waga urządzenia 10,9 kg,
- Pilot z akumulatorami litowo – jonowymi (czas pełnego ładowania 3 h),

### Wyposażenie dodatkowe:

- adaptery wysokości dla głębszych wanien
- nakładki antypoślizgowe na siedzisko oraz oparcie pleców
- nakładka obrotowa LUNA
- nakładka obrotowo-przesuwna VI