

Link do produktu: <https://akmed.pl/podnosnik-z-alternatywna-funkcja-pionizatora-bez-siedziska-w-zestawie-sito-p-5750.html>



Podnośnik z alternatywną funkcją pionizatora, bez siedziska w zestawie SITO

Numer katalogowy **8013115**

Producent **Meyra**

Opis produktu

CECHY:

- urządzenie podnoszące pozwala na wygodne podnoszenie osób w pozycji półsiedzącej zarówno z pozycji leżącej (np. z łóżka czy nawet na podłodze) jak i siedzącej (np. z wózka, z krzesła),
- wspomaga personel medyczny, opiekunów w wielu trudnych sytuacjach, jednocześnie chroniąc kręgosłup i plecy chorego,
- możliwość domówienia poszczególnych elementów.

Wysokość podniesienia* (cm) min. 44 max. 177
Całkowita wysokość (cm) 207

Długość ramy (cm) 123
Zewnętrzna szerokość (cm) 63,5
Szerokość z rozłożoną ramą (cm) 92

Wysokość ramion jezdnych (cm) 11
Baterie 2x12V, 7,2Ah
Ładowalne baterie ołowiowo żelowe 24 V, 4A
Klasa ochronności IPX4

Średnica przednich kółek 7,5 cm x 2
Średnica tylnych kółek 7,5 cm x 2 z możliwością zablokowania

Waga podnośnika 42,5 kg
Waga pionizatora 49 kg
Waga ramienia podnoszącego 6,5 kg

Waga ramienia pionowego 5 kg
Waga podnóżka i ochraniaczy 7 kg
Waga baterii 6 kg

Maksymalne obciążenie 160 kg