
Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:09

Link do produktu: <https://akmed.pl/podparcie-ledzwiowe-stabil-630-p-7213.html>



Podparcie lędźwiowe Stabil 630

Numer katalogowy	9251
Producent	Rehafund

Opis produktu

- wyjmowany środek pozwala na całkowite zniwelowanie nacisku okolic kości ogonowej
- profilowana poduszka zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza, a wypustki przy każdym ruchu delikatnie masują powierzchnię skóry pobudzając krążenie.
- eliminuje ból i dyskomfort podczas długotrwałej pozycji siedzącej
- wymiary (wys. x głęb. x szer.): 9 x 40,5 x 44 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (cm x cm): 37 x 36 , 37 x 41 , 37 x 46