

Link do produktu: <https://akmed.pl/podparcie-lokcia-epi-sensa-50a7-p-7347.html>

Podparcie łokcia Epi Sensa 50A7



Numer katalogowy	9508
Producent	Ottobock

Opis produktu

Resorpcja obrzęków i wysięków

W przypadku bólu lub stłuczenia łokcia, Epi Sensa poprawia krążenie, a tym samym sprzyja resorpcji obrzęków i wysięków. Jednocześnie poprawia funkcjonalność stawu łokciowego i łagodzi ból. Dobre dopasowanie anatomiczne oraz zintegrowane włókna antybakteryjne (technologia Skinguard) dla optymalnej higieny to kolejne zalety, które przynoszą korzyść szczególnie podczas codziennego użytkowania.

Korzyści w skrócie:

Skuteczny mikromasaż

Epi Sensa wspomaga cyrkulację krwi, co jest efektem umiarkowanej kompresji wokół stawu. Działanie takie aktywnie wspomaga resorpcję obrzęków i wysięków. Jednocześnie poprawia funkcjonalność stawu łokciowego i łagodzi ból.

Higiena przyjazna dla skóry

Epi Sensa jest bardzo przyjazna dla skóry. Włókna antybakteryjne zintegrowane z dzianiną skutecznie hamują wzrost bakterii i powstrzymują tworzenie się przykrego zapachu. Włókna funkcjonalne absorbują wilgoć i odprowadzają ją na powierzchnię dzianiny, skąd szybko wyparowuje.

Dobre dopasowanie

Wykonana z dzianiny Epi Sensa ma atrakcyjny i nowoczesny design. Trójwymiarowa płaska dzianina sprawia, że orteza jest wygodna do noszenia. Idealnie dopasowuje się do ciała, bez przewężeń i nieprzyjemnych punktów ucisku.

Wskazania:

- Podrażnienie w rejonie łokcia
- Epicondylitis humeri radialis (łokieć tenisisty)
- Epicondylitis humeri ulnaris (łokieć golfisty)
- Tendomiopatia w rejonie łokcia
- Choroby i urazy tkanek miękkich (np. przewlekłe zapalenie kaletki)
- Wysięki w stawie i obrzęki okołostawowe (np. w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów i zapalenia stawów)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXS