

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/podpietki-do-ortezy-stopowo-goleniowej-p-1847.html>

## Podpiętki do ortezy stopowo - goleniowej



Numer katalogowy	<b>DRQR5A1</b>
Producent	<b>Qmed</b>

### Opis produktu

#### USE

Stosowane w leczeniu i rehabilitacji urazów i dysfunkcji ścięgna Achillesa, stosowane z ortezą stopowo-goleniową pozwalają na uniesienie pięty oraz dają możliwość końskiego ustawienia stopy co zapobiega jej rotacji, wyjmowanie kolejnych podpiętek pozwala stopniowo rozciągać ścięgno Achillesa.

#### PRODUCT CHARACTERISTICS

- podpiętki wykonane z pianki EVA pokrytej włókniną,
- w zestawie pięć różnych rozmiarów,
- dostępna wersja prawa i lewa,
- kolor: biały.