

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:12

Link do produktu: <https://akmed.pl/podpietki-fixmed-p-3733.html>

## Podpiętki Fixmed

Numer katalogowy **030304**

Producent **Kaps**



### Opis produktu

Podpiętki zalecane do podtrzymywania i stabilizowania prawidłowego ustawienia pięty w stosunku do osi goleni. Wykonane jest z profilowanego materiału moosgummi oraz skóry owczej, łatwo wchłaniającej pot.

Rozm. 35/37 - 44/46

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 35/37 , 38/40 , 41/43 , 44/46