

Link do produktu: <https://akmed.pl/podpietki-medic-line-marco-kork-5-mm-mp344-p-8038.html>

Podpiętki Medic Line MARCO KORK 5 mm MP344



Numer katalogowy **13391**

Producent **Mazbit**

Opis produktu

- podpiętki dla osób ze skrótem kończyny
- sztywny korkowy profil pozwala podeprzeć piętę krótszej nogi i wyrównać asymetrię długości nóg
- stosowane także przy naciągnięciu ścięgna Achillesa
- wyściółka z naturalnej skóry

Rodzaj
Przeznaczenie
Obuwie

Podpiętki/zapiętki
Nierówności kończyn dolnych
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie, Baleriny
Naturalna skóra, sztywny profil
35/37, 38/40, 41/43
5 mm MP344
10 mm MP441

Wykonanie
Rozmiar
Wysokość

Pranie

Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35/37 , 38/40 , 41/43