

Link do produktu: <https://akmed.pl/podpietki-medic-line-simon-gel-ms342-p-8061.html>

Podpiętki Medic Line SIMON GEL MS342



Numer katalogowy	13414
Producent	Mazbit

Opis produktu

- podpiętki samoprzylepne zalecane dla osób potrzebujących amortyzacji i delikatnego uniesienia pięty
- wykonane z miękkiego żelu, z delikatnym zagłębieniem na piętę
- pochłaniają mikrowstrząsy, redukują ból pięty i poprawiają komfort chodzenia
- zalecane dla osób o wrażliwych stopach

Rodzaj
Przeznaczenie
Obuwie

Wykonanie
Rozmiary

Podpiętki/zapiętki, Wyroby żelowe/silikonowe
Pozostałe dolegliwości
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie, Baleriny, Czółenka
Miękki, przezroczysty żel.
2, 3

Pranie

Mycie ręczne
Talk

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 2 , 3