

Link do produktu: <https://akmed.pl/podpietki-silikonowe-tl-611-p-2471.html>

## Podpiętki silikonowe TL-611



Numer katalogowy

**TL-611**

Producent

**Orliman**

### Opis produktu

Dzięki wiskoelastycznym właściwościom materiału, z którego zostały wykonane posiadają bardzo dobre właściwości amortyzujące, zmniejszają siłę nacisku wywieraną na piętę podczas ruchu i w pozycji stojącej. Strefa odciążająca piętę wykonana jest z bardziej miękkiego materiału i wtopiona w część podeszwy.

**Zastosowanie:**

centralnie zlokalizowane ostrogi piętowe, stany zapalne okolicy piętowej, zapalenie ścięgna Achillesa, bóle kolan, bioder, stawów skokowych.

**Działanie:**

strefa o większej elastyczności doskonale redukuje dolegliwości powodowane przez ostrogi piętowe, amortyzacja wstrząsów powstających podczas chodzenia i biegania, redukcja wstrząsów przenoszonych na stawy skokowe, kolanowe, biodrowe i kręgosłup.

**Pakowanie:**para.

**Kolor:**przejrzyste.

**Tabela - rozmiary:**

ROZMIAR ROZMIAR STOPY	1 35-38	2 39-42	3 43-46
--------------------------	------------	------------	------------

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3