

Link do produktu: <https://akmed.pl/podpietki-silikonowe-tl-612-p-2472.html>

Podpiętki silikonowe TL-612



Numer katalogowy

TL-612

Producent

Orliman

Opis produktu

Dzięki wiskoelastycznym właściwościom materiału, z którego zostały wykonane posiadają bardzo dobre właściwości amortyzujące i zmniejszają siłę nacisku wywieraną na piętę podczas ruchu i w pozycji stojącej, bocznie położona strefa odciążająca piętę wykonana jest z bardziej miękkiego materiału i wtopiona w część podeszwy.

Zastosowanie:

bocznie lub przyśrodkowo zlokalizowane ostrogi piętowe, stany zapalne okolicy piętowej, zapalenie ścięgna Achillesa, bóle kolan, bioder, stawów skokowych.

Działanie:

strefa o większej elastyczności doskonale redukuje dolegliwości powodowane przez ostrogi piętowe, amortyzują wstrząsy powstające podczas chodzenia i biegania, redukują siłę wstrząsów przenoszonych na stawy skokowe, kolanowe, biodrowe i kręgosłup.

Pakowanie:para.

Kolor:przejrzyste.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR ROZMIAR STOPY	1 35-38	2 39-42	3 43-46
--------------------------	------------	------------	------------

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3