

Link do produktu: <https://akmed.pl/podpietki-silikonowe-tl-613-p-2473.html>

## Podpiętki silikonowe TL-613



Numer katalogowy

**TL-613**

Producent

**Orliman**

### Opis produktu

Podpiętki wykonane są z materiału o wiskoelastycznych właściwościach silnie amortyzujących i zmniejszających siłę nacisku wywieraną na piętę podczas ruchu i w pozycji stojącej. Asymetryczna strefa odciążająca piętę wykonana jest z bardziej miękkiego materiału i wtopiona w część podeszwową, nadano jej anatomiczny kształt celem lepszego rozkładu obciążeń przenoszonych przez piętę podczas stania, chodu, biegu.

#### Zastosowanie:

bocznie lub przyśrodkowo zlokalizowane ostrogi piętowe, stany zapalne okolicy piętowej, zapalenie ścięgna Achillesa, bóle kolan, bioder, stawów skokowych.

#### Działanie:

strefa o większej elastyczności doskonale redukuje dolegliwości powodowane przez ostrogi piętowe, absorbuje wstrząsy powstające podczas chodzenia i biegania, redukuje siłę wstrząsów przenoszonych na stawy skokowe, kolanowe, biodrowe i kręgosłup.

**Pakowanie:**para.

**Kolor:**przejrzyste.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR ROZMIAR STOPY	1 35-38	2 39-42	3 43-46
--------------------------	------------	------------	------------

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3