

Link do produktu: <https://akmed.pl/podpietki-silikonowe-tl-617-10-10-mm-tl-617-055-mm-p-2475.html>

## Podpiętki silikonowe TL-617-10 (10 mm) / TL-617-05(5 mm)



Numer katalogowy	<b>TL-617-10(10 MM)/TL-617-05(5 MM)</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Dzięki wiskoelastycznym właściwościom materiału, z którego zostały wykonane posiadają bardzo dobre właściwości amortyzujące i zmniejszają siłę nacisku wywieraną na piętę podczas ruchu i w pozycji stojącej, strefa odciążająca piętę wykonana z bardziej miękkiego materiału i wtopiona w część podeszwy. Podpiętki nie posiadają wysokich brzegów bocznych, dostępne są w dwóch wysokościach 10mm (TL 617-10) oraz 5mm (TL 617-05).

#### Zastosowanie:

centralnie zlokalizowane ostrogi piętowe, stany zapalne podeszwy części okolicy piętowej, bóle kolan, bioder, stawów skokowych.

#### Działanie:

strefa o większej elastyczności doskonale redukuje dolegliwości powodowane przez ostrogi piętowe, amortyzują wstrząsy powstające podczas chodzenia i biegania, redukują siłę wstrząsów przenoszonych na stawy skokowe, kolanowe, biodrowe i kręgosłup.

**Pakowanie:**para.

**Kolor:**przejrzyste.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR ROZMIAR STOPY	1 35-38	2 39-42	3 43-46
--------------------------	------------	------------	------------

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3

**Model:** TL 617-05 , TL 617-10