

Link do produktu: <https://akmed.pl/podpietki-z-przykryciem-materialowym-tl-618f-p-2476.html>

## Podpiętki z przykryciem materiałowym TL-618F



Numer katalogowy **TL-618F**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu podpiętki zapewniają doskonałe umiejscowienie pięty. Hipoalergiczna, oddychająca, o właściwościach hamujących rozwój flory bakteryjnej wyściółka, pozwala łatwo utrzymać higienę. Strona podeszwowa zaopatrzona jest w velcro, które zapobiega przesuwaniu się podpiętek w butach. Ich wysokość pozwala na zastosowanie do każdego rodzaju obuwia, a strefy odciążające pięty, dzięki większej elastyczności zapewniają komfortowe używanie i wysoki poziom amortyzacji obciążeń pięt.

#### Zastosowanie:

szybka ulga dla przeciążonych struktur więzadłowo-ścięgnistych podudzia i okolicy stawu skokowego, Bursitis, Tendonitis ścięgna Achillesa (amortyzacja wstrząsów).

**Pakowanie:** para.

**Kolor:** podpiętki- mlecznobiały, wyściółka- szary.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	1	2	3
ROZMIAR STOPY	35-38	39-42	43-46

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3