

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-czterokolowa-aluminiowa-regulowama-p-1490.html>



Podpórka czterokołowa aluminiowa, regulowama

Numer katalogowy	TGR-R RA 885
Producent	Timago

Opis produktu

Podpórka czterokołowa przeznaczona jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

Cechy produktu:

- lekka aluminiowa rama
- anatomiczne uchwyty
- regulowane na wysokość rączki
- hamulce z zaciskiem postojowym
- tapicerowane siedzisko z oparciem
- regulacja wysokości siedziska
- podręczna torba na zakupy
- uchwyt na kule
- koła z funkcją demontażu o wąskim przekroju i średnicy 8"
- funkcja demontażu kół do transportu

Wyposażenie:

- oparcie
- torba na zakupy

Dane Techniczne

Szerokość całkowita: 65 cm

Głębokość całkowita: 69 cm

Wymiary siedziska: 40 cm x 25,5 cm

Regulacja wysokości siedziska: 54 cm - 62 cm

Regulacja wysokości uchwytów: 90-100 cm

Waga: 6,8 kg

Max obciążenie: 130 kg

Max obciążenie torby na zakupy: 5 kg
Kolor ramy: szary