

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-czterokolowa-move-light-niebieska-p-3638.html>



## Podpórka czterokołowa Move Light - niebieska

Numer katalogowy **V0504185**

Producent **Thuasne**

### Opis produktu

Podpórka czterokołowa Move Light  
Z koszykiem i uchwytem na łaskę/kulę.

- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Bardzo lekka i łatwa w obsłudze.
- Przestronne siedzisko z wyściełanym oparciem pleców zapewnia wygodę podczas siedzenia.
- Łatwa w przenoszeniu i przechowywaniu po złożeniu.
- Hamulce postojowe.
- Wykonana z aluminium.

Niebieski Ref. V0504185

Szary Ref. V0504180

Wysokość regulowana od 81 do 92 cm

Wymiary podpórki (szerokość x głębokość) 61 x 71 cm

Siedzisko (szerokość x głębokość) 30 x 29,5 cm

Wysokość siedziska 58 cm

Waga 7,5 kg