

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-czterokolowa-stalowa-z-podparciem-pod-lokcie-p-1486.html>



Podpórka czterokołowa stalowa z podparciem pod łokcie

Numer katalogowy **TGR-R RS 8811**

Producent **Timago**

Opis produktu

Podpórka czterokołowa przeznaczona jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Podpórka w szczególności przeznaczona jest dla pacjentów ze zmianami reumatycznymi, ograniczoną ruchomością w stawach promieniowo-nadgarstkowych, łokciowych oraz dla osób z osłabioną siłą chwytu. Zalecana jest również osobom starszym, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

Cechy produktu:

- piankowe uchwyty
- regulowane na wysokość rączki
- hamulce z zaciskiem postojowym
- podparcie pod łokcie
- siedzisko ze zdejmowaną tacką
- uchwyt na kule
- praktyczny koszyk i tacka do przewożenia przedmiotów
- koła o średnicy 8"
- funkcja składania do transportu

Wyposażenie:

- koszyk
- tacka

Dane Techniczne

Szerokość całkowita: 57 cm

Głębokość całkowita: 65 cm

Wymiar siedziska: 38 cm x 16 cm

Wysokość siedziska od podłoża: 60 cm

Regulacja wysokości uchwytów: 100-126,5 cm

Waga: 12,5 kg

Maksymalne obciążenie: 135 kg

Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy: 12 kg

Kolor ramy: ciemnoniebieski
+/- 0,5 - 1 cm