
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:25

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-do-muszli-rf-940-p-7262.html>

Podpórka do muszli RF-940



Numer katalogowy	10621
Producent	Rehafund

Opis produktu

- stanowi doskonałe podparcie z dwóch stron przy toalecie
- konstrukcja aluminiowa mocowana do zacisków pokrywy muszli klozetowej
- posiada gumowe antypoślizgowe nasadki
- regulacja wysokości: 640-740 mm
- regulowana szerokość: 520-620 mm
- waga: ` 1,55 kg