

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-dwukolowa-aluminiowa-p-1494.html>



## Podpórka dwukołowa aluminiowa

Numer katalogowy **FS 914L**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Podpórka dwukołowa** jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia. **Podpórka przeznaczona jest tylko do użytku domowego.**

### Cechy produktu:

- piankowe uchwyty
- szerokie siedzisko
- regulowane na wysokość nóżki
- funkcja składania do transportu

### Dane Techniczne

**Szerokość całkowita:** 59 cm

**Głębokość całkowita:** 48 cm

**Wymiar siedziska:** 34,5 x 30 cm

**Wysokość siedziska od podłoża:** 52-62 cm

**Regulacja wysokości:** 78-88 cm

**Waga:** 4,3 kg

**Maksymalne obciążenie:** 100 kg

**Kolor ramy:** niebieski, zielony

+/- 0,5 - 1 cm