
Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 11:47

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-dwukolowa-dla-dzieci-a135-p-7234.html>



Podpórka dwukołowa dla dzieci A135

Numer katalogowy	10593
Producent	Rehafund

Opis produktu

- przeznaczona dla dzieci potrzebujących dodatkowego, stabilnego wsparcia podczas poruszania się
- wykonana z wytrzymałej stali stopowej
- wyposażona w dwa duże koła z przodu i dwie stopki z tyłu
- składana i łatwa w transporcie
- bardzo wytrzymała
- max. bezpieczne obciążenie: 100 kg
- regulacja wysokości: 610 mm – 670 mm
- maksymalna szerokość: 540 mm
- maksymalna głębokość: 640 mm
- waga: 5,2 kg