

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-dwukołowa-stalowa-p-1493.html>

Podpórka dwukołowa stalowa



Numer katalogowy	JMC-C 3511
Producent	Timago

Opis produktu

Podpórka dwukołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

Cechy produktu:

- anatomiczne uchwyty
- regulowane na wysokość rączki
- szerokie siedzisko
- gumowe koła o średnicy 6"
- funkcja składania do transportu

Dane Techniczne

Szerokość całkowita: 51 cm

Głębokość całkowita: 60 cm

Wymiar siedziska: 40 x 22 cm

Wysokość siedziska od podłoża: 49 cm

Regulacja wysokości uchwytów: 82-97 cm

Waga: 5,76 kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Kolor ramy: niebieski

+/- 0,5 - 1 cm