

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-rehabilitacyjna-4-kolowa-aluminiowa-comfort-p-1644.html>



## Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa - aluminiowa COMFORT

Numer katalogowy	<b>AR-022</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywana jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie. Używana często przez osoby starsze, niepełnosprawne oraz osoby z problemami narządu ruchu.

Ogromną zaletą tej podpórki jest funkcja transportowa. Dzięki możliwości przepinania oparcia, siedziska oraz rozkładanemu podnóżkowi, podpierającemu nogi istnieje możliwość przewożenia pacjenta. Ponadto wyposażenie w siedzisko z oparciem zdecydowanie zwiększa komfort użytkownika – możliwość odpoczynku podczas długich spacerów. Dodatkowo funkcja składania znacznie ułatwia przechowywanie.

### Informacje o produkcie:

- rama aluminiowa, składana - lakierowana
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- z regulacją wysokości rączek (co 2,5cm)
- wyprofilowane uchwyty
- 4 koła, bezobrotowe, pełne – 20 cm
- koła przednie skrętne
- wyposażenie standardowe:
  - hamulce z funkcją postojową
  - koszyk na zakupy
  - siedzisko wykonane z tworzywa, uchylne
  - oparcie, miękkie, odpinane
  - rozkładany podnóżek

### Parametry techniczne:

- Wymiary siedziska: 35,5 x 33cm
- Wysokość do siedziska: 54cm
- Szerokość wewnętrzna pomiędzy rurkami: 46cm
- Wysokość rączek: 79-91cm
- Szerokość całkowita: 60cm

- 
- Długość całkowita (złożony podnózek): 67,5cm
  - Długość całkowita (rozłożony podnózek): 92cm
  - Szerokość (grubość po złożeniu): 33cm
  - Waga: 8,2 kg
  - Maksymalne obciążenie: 136kg

**Dostępny kolor:**

Bordowy