

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-rehabilitacyjna-4-kolowa-aluminiowa-dynamic-p-1637.html>



Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa, aluminiowa. DYNAMIC

Numer katalogowy	AR-007
Producent	ARmedical

Opis produktu

Informacje ogólne:

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Łatwy transport i przechowywanie

Informacje o produkcie:

- rama aluminiowa, składana, lakierowana metodą proszkową
- ultraszybkie składanie za pomocą taśmy w siedzisku
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- z regulacją wysokości rączek
- ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
- 4 koła bezobsługowe piankowe, pełne - 8" (20 cm)
- standardowe wyposażenie:
 - hamulec z systemem postojowego blokowania
 - torba na zakupy winylowa, odpinana, z naramiennikiem
 - siedzisko winylowe
 - oparcie winylowe, odpinane

Parametry techniczne:

- Wysokość siedziska: 56 cm
- Wysokość rączek min.: 81 cm
- Wysokość rączek max.: 94 cm
- Waga: 7 kg
- Maksymalne obciążenie: 136 kg

Dostępny kolor:

Srebrny nikiel