

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-rehabilitacyjna-4-kolowa-aluminiowa-prestige-p-1636.html>



## Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa, aluminiowa. PRESTIGE

Numer katalogowy	<b>AR-006</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

#### Informacje ogólne:

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

#### Informacje o produkcie:

- rama aluminiowa, składana, lakierowana metodą proszkową
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- z regulacją wysokości rączek
- ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
- 4 koła bezobsługowe piankowe, pełne - 8" (20 cm)
- standardowe wyposażenie:
  - hamulec z systemem postojowego blokowania
  - przedni kosz na zakupy
  - siedzisko wykonane z tworzywa, uchylne
  - oparcie, składane i odpinane

#### Parametry techniczne:

- Wysokość siedziska min.: 52 cm
- Wysokość siedziska max.: 60 cm
- Wysokość rączek min.: 94 cm
- Wysokość rączek max.: 101 cm
- Waga: 6 kg
- Maksymalne obciążenie: 136 kg

#### Dostępny kolor:

Bordowy, Srebrny, Niebieski

