

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-rehabilitacyjna-4-kołowa-stalowa-classic-p-1635.html>



Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa, stalowa. CLASSIC

Numer katalogowy	AR-005
Producent	ARmedical

Opis produktu

Informacje ogólne:

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Informacje o produkcie:

- rama stalowa, składana, lakierowana metodą proszkową
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- z regulacją wysokości rączek
- ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
- koła przednie bezobsługowe – 8" (20 cm)
- standardowe wyposażenie:
 - hamulec z systemem postojowego blokowania
 - przedni kosz na zakupy - tacka montowana na siedzisku
 - siedzisko wykonane z tworzywa

Parametry techniczne:

- Wysokość siedziska: 61cm
- Wysokość uchwytów min.: 75 cm
- Wysokość uchwytów max.: 98 cm
- Waga: 11,9 kg
- Maksymalne obciążenie: 136 kg

Dostępny kolor:

Niebieski