

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-rehabilitacyjna-dwukolowa-deluxe-p-1643.html>



## Podpórka rehabilitacyjna dwukołowa DELUXE

Numer katalogowy	<b>AR-021</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Ogromną zaletą tej podpórki jest jej niewielka waga oraz minimalne wymiary po złożeniu, co znacznie ułatwia przechowywanie. Dzięki wyposażeniu w siedzisko z oparciem zdecydowanie zwiększa komfort użytkownika – możliwość odpoczynku podczas długich spacerów. Zastosowanie dwóch, podwójnych kół przednich gwarantuje zwiększenie stabilności.

### Informacje o produkcie:

- rama aluminiowo-stalowa, składana
- lakierowana metodą proszkową
- nowoczesny design
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- z regulacją wysokości rączek (co 2,5cm)
- ergonomicznie wyprofilowane uchwyty
- 2 podwójne przednie koła, bezobsługowe, pełne – 10 cm
- 2 nogi ze stopkami antypoślizgowymi
- wyposażona w siedzisko z oparciem
- siedzisko wykonane z tworzywa

### Parametry techniczne:

- Wymiary siedziska: 37 x 24cm
- Wysokość do siedziska: 49cm
- Szerokość wewnętrzna pomiędzy rurkami: 45cm
- Wysokość rączek: 79-88cm (co 2,5cm)
- Szerokość całkowita: 59cm
- Długość całkowita: 61cm
- Szerokość (grubość po złożeniu): 21cm
- Waga: 4,8 kg
- Maksymalne obciążenie: 136kg

### Dostępny kolor:

---

Grafitowy