

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-rehabilitacyjna-dwukolowa-standard-p-1642.html>



## Podpórka rehabilitacyjna dwukołowa STANDARD

Numer katalogowy	<b>AR-020</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Ogromną zaletą tej podpórki jest jej niewielka waga oraz minimalne wymiary po złożeniu, co znacznie ułatwia przechowywanie. Dzięki wyposażeniu w siedzisko zapewnia zwiększenie komfortu użytkownikowi - możliwość odpoczynku podczas długich spacerów.

### Informacje o produkcie:

- rama stalowa, składana - lakierowana metodą proszkową
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- z regulacją wysokości rączek (co 2,5cm)
- wyprofilowane uchwyty
- 2 koła bezobsługowe, pełne - 10 cm
- 2 nogi ze stopkami antypoślizgowymi
- siedzisko miękkie, pokryte PVC

### Parametry techniczne:

- Wymiary siedziska: 42 x 21cm
- Wysokość do siedziska: 52cm
- Szerokość wewnętrzna pomiędzy rurkami: 43,5cm
- Wysokość rączek: 75,5-92cm (co 2,5cm)
- Szerokość całkowita: 49cm
- Długość całkowita: 63cm
- Szerokość (grubość po złożeniu): 18cm
- Waga: 4,5 kg
- Maksymalne obciążenie: 136kg

### Dostępny kolor:

Niebieski