

Link do produktu: <https://akmed.pl/podporka-trojkolowa-aluminiowa-p-1492.html>



Podpórka trójkołowa aluminiowa

Numer katalogowy **TGR-R RTA 891L**

Producent **Timago**

Opis produktu

Podpórka trójkołowa przeznaczona jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

Cechy produktu:

- lekka aluminiowa rama
- anatomiczne uchwyty
- regulowane na wysokość rączki
- hamulce z zaciskiem postojowym

- koszyk ze zdejmowaną tacką
- torba zapinana na zamek
- koła o wąskim przekroju i średnicy 8"

- funkcja składania do transportu

Wyposażenie:

- koszyk z tacką
- torba

Dane Techniczne

Szerokość całkowita: 62 cm

Głębokość całkowita: 56 cm

Regulacja wysokości uchwytów: 82-97 cm

Waga: 6,8 kg

Maksymalne obciążenie: 125 kg

Max obciążenie torby i koszyka na zakupy: 5 kg

Kolor ramy: bordowy, niebieski
+/- 0,5 - 1 cm