

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-do-siedzenia-na-wozek-inwalidzki-dwuwarstwowa-sp444107-dl-pc-p-4257.html>



Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, dwuwarstwowa - SP444107-DL-PC

Numer katalogowy **SP444107-DL-PC**

Producent **Antar**

Opis produktu

Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, dwuwarstwowa

SP444107-DL-PC

Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, dwuwarstwowa, profilowana, zapobiega bólom oraz swędzeniu pośladków i ud powstających podczas długotrwałego pozostawania w pozycji siedzącej poprzez rozproszenie ciężaru wywieranego przez ciało użytkownika na pośladki oraz nogi. Polecana jest szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wymusza właściwą postawę, pozycjonuje użytkownika na wózku i zapewnia maksimum komfortu. Poduszka wykonana jest z gęstej pianki "z pamięcią".

Wymiary: 44 x 41 x 7 cm