

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:33

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-do-siedzenia-typu-jez-w-pokrowcu-at03008-p-4254.html>

Poduszka do siedzenia typu jeź (w pokrowcu) - AT03008



Numer katalogowy	AT03008
Producent	Antar

Opis produktu

AT03008 Poduszka do siedzenia typu jeź (w pokrowcu)

Poduszka typu jeź z wyjmowanym otworem jest zalecana do wszystkich typów wózków inwalidzkich, a także po porodach, przy schorzeniach jelita grubego oraz przy pracy w pozycji siedzącej. Odpowiednio wyprofilowana powierzchnia poduszki zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała na pośladki i uda, umożliwia przepływ powietrza, zapobiegając tworzeniu się miejscowych odleżyn. W zależności od potrzeb, można używać poduszkę z otworem, wówczas ze środkowej powierzchni gąbki należy wyjąć wyciętą powierzchnię otworu o średnicy 15 cm

Poduszka wyposażona w poszewkę bawełnianą typu frotte z zamkiem błyskawicznym.

Poduszka wykonana z pianki typu PU.

Wymiary: 45x40x10 cm