


Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-ortopedyczna-profilowana-baby-dream-p-1785.html>



Poduszka ortopedyczna profilowana BABY DREAM

Numer katalogowy	MFP-4026
Producent	ARmedical

Opis produktu

Dzięki unikalnej technologii wykonania poduszki ortopedycznej, dopasowuje się ona idealnie do kształtów ciała dziecka, niezależnie od tego czy dziecko śpi na boku czy na plecach. Głowa niemal zatapia się w piance poduszki, tym samym wzrasta powierzchnia kontaktu ciała/głowy z podłożem, przez co zmniejsza się siła nacisku.

Dodatkowe wyprofilowanie pod główkę zapewnia ułożenie dziecka w prawidłowej części poduszki. Otwory wentylacyjne zapewniają ciągłą cyrkulację powietrza nawet gdy dziecko śpi na boku. Poduszka posiada super miękką, innowacyjną poszewkę z mikro-fibry (zapinaną na suwak), dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

Zapewnia:

- prawidłową pozycję snu od najmłodszych lat
- rehabilitację kręgosłupa i dbanie o jego prawidłowy rozwój
- ulgę gdy maluch jest wrażliwy na nacisk szyi
- spokojny i zdrowy sen
- doskonałą, miłą przytulankę

Właściwości:

- Gwarantuje prawidłowe ułożenie kręgosłupa szyjnego w czasie snu poprzez właściwe podparcie głowy, szyi i ramion
- Idealna dla dzieci „bardziej” wrażliwych na nacisk szyi
- Łagodzi ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku
- Wspomaga rehabilitację kręgosłupa oraz jego prawidłowy rozwój.
- Dzięki termoformującej piance idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała
- Innowacyjna pianka zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu

Wymiar: 40x26x7cm **Pokrowiec:** micro-fibra **Kolor:** Ecru

3 lata GWARANCJI

Dostępny sam pokrowiec: nr kat. **C-4026**