

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-ortopedyczna-profilowana-wentylowana-bamboo-dream-p-1790.html>



## Poduszka ortopedyczna profilowana, wentylowana Bamboo Dream

Numer katalogowy **MFP-5030BV**

Producent **ARmedical**

### Opis produktu

Wykonana z innowacyjnej termoformującej pianki z „pamięcią kształtu”. Zastosowana innowacyjna pianka z dodatkiem aktywnego węgla bambusowego wspomaga krążenie krwi, redukuje stres i napięcie mięśni. Aktywny węgiel bambusowy w piance jak również naturalne włókno bambusowe w pokroju zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.

Otwory wentylacyjne zapewniają właściwą cyrkulację powietrza, nie powodując nadmiernej potliwości ciała zwiększając komfort użytkowania.

Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi i ramion. Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku. Dzięki termoformującej piance idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.

#### Szczególnie polecana jeżeli pojawią się problemy z:

- bólami kręgosłupa
- bólami ramion
- drętwieniem dłoni
- chrapaniem
- bezsennością
- napięciem nerwowym

#### Właściwości:

1. Idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.
2. Zapewnia optymalne ułożenie kręgosłupa podczas snu.
3. Dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa w czasie snu poprzez podparcie głowy, szyi oraz ramion.
4. Pomaga złagodzić ból kręgosłupa, szyi oraz ramion poprzez zmniejszenie punktów nacisku.
5. Innowacyjna pianka z dodatkiem aktywnego węgla bambusowego zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, alergenów oraz chłonięciu drobinek kurzu.

---

Poduszka wyposażona w dwa pokrowce, wewnętrzny i zewnętrzny. Pokrowiec wewnętrzny gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie pianki, zewnętrzny wykonany z innowacyjnego materiału z dodatkiem naturalnego włókna bambusowego. Zapewnia właściwą cyrkulację powietrza nie powodując nadmiernej potliwości ciała. Wyposażony jest w suwak, dzięki temu istnieje możliwość prania, tym samym przez długi czas poduszka zachowuje estetyczny wygląd.

**Wymiar:** 50x30x10cm

**karton zbiorczy:** 6 szt.

**Pokrowiec:** Dżersej z naturalnym włóknem bambusowym.

**Kolor:** Ecrú

Dostępny sam pokrowiec, nr kat. C-5030BF