

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-ortopedyczna-sissel-classic-rozmiar-l-p-4774.html>

Poduszka ortopedyczna SISSEL Classic rozmiar L



Numer katalogowy	29530552
Producent	Sissel
Nr katalogowy	110.004

Opis produktu

Sissel® Classic rozmiar L. Polecana przez profesjonalistów klasyczna poduszka ortopedyczna

Najpopularniejsza poduszka ortopedyczna Sissel. To ona dała swój początek marce Sissel i od niej rozpoczął się jej globalny rozwój. To właśnie poduszka Sissel Classic po raz pierwszy na świecie została zaprojektowana i skonstruowana z myślą o zapewnieniu użytkownikom prawidłowej pozycji ciała również podczas snu. Wyjątkowy profil i krawędź idealnie dopasowana do kształtu ramion, szyi i głowy, uwzględniająca krzywiznę kręgosłupa, gwarantuje optymalne podtrzymanie i zachowanie zdrowego, naturalnego ułożenia ciała podczas leżenia.

Skuteczny sposób na zdrowy sen

Sissel Classic, szwedzka poduszka ortopedyczna, to odpowiedź na potrzebę zachowania prawidłowej pozycji podczas snu, zapobiegającej bólom pleców, szyi i karku, napięciom mięśniowym oraz gwarantującej zdrowszy i wygodniejszy odpoczynek. Unikalna budowa i kształt poduszki doskonale podpira i delikatnie naciąga szyję, jednocześnie odciążając odcinek szyjny kręgosłupa, rozluźniając mięśnie i kręgi.

Poduszka ortopedyczna SISSEL® Classic wykonana jest z trwałej, sprężystej i wygodnej pianki poliuretanowej najwyższej jakości, która nie zawiera szkodliwych związków i jest bezpieczna dla zdrowia.

Zastosowanie materiałów najwyższej jakości

Sissel Classic wykonana jest ze sprężystej i komfortowej pianki poliuretanowej, która charakteryzuje się długotrwałą wytrzymałością na odkształcenia, dzięki czemu nie traci swoich ortopedycznych właściwości przez wiele lat. Doskonale wspiera szyję oraz rozkłada nacisk na poduszce, zapobiegając uczuciu uciskania i dyskomfortu podczas leżenia. Jest również łatwa do utrzymania w czystości – wkład może być prany ręcznie w letniej wodzie.

Zadbaj o właściwy dobór rozmiaru poduszki

Niewłaściwy dobór rozmiaru (wysokości) poduszki może spowodować, że nie będzie ona spełniała swojego zadania, tzn. nie będzie utrzymywała właściwej pozycji użytkownika podczas snu, a w niektórych przypadkach będzie mogła powodować bóle szyi lub naciągnięcie mięśni. Poduszki ortopedyczne Sissel Classic dostępne są w dwóch rozmiarach, zróżnicowanych pod względem wysokości: M – 11 cm a L – 14 cm. Najważniejszym warunkiem wyboru właściwego rozmiaru jest ocena budowy ciała użytkownika. Osoby o drobnej posturze i wąskich ramionach powinny skorzystać z niższej poduszki w rozmiarze M. Dla pozostałych osób wskazana jest poduszka wyższa - w rozmiarze L.

Wymiary Sissel Classic rozmiar M

Szerokość: 47 cm Długość: 33 cm Wysokość: 11 cm

Rekomendowana dla osób o wąskich ramionach i drobnej budowie lub śpiących na miękkim materacu.

Wymiary Sissel Classic rozmiar L

Szerokość: 47 cm Długość: 33 cm Wysokość: 14 cm

Polecana osobom o szerszych ramionach lub śpiących na twardszym materacu.

Wyprodukowana w Szwecji

Najwyższa jakość Sissel!
Wszystkie poduszki ortopedyczne tej marki produkowane są w Szwecji.

5 lat gwarancji
Trwałość i jakość to znaki rozpoznawcze marki Sissel. Dlatego poduszki ortopedyczne objęte są 5-letnią gwarancją.

Ortopedyczny kształt

Sprawdzone materiały
Nowatorski kształt i budowa poduszek Sissel zdobył zaufanie użytkowników na całym świecie i stanowił inspirację dla innych firm tworzących podobne produkty.

Sprawdzone materiały

Materiały wykorzystane to produkcji poduszek Sissel są dokładnie sprawdzone i nie zawierają szkodliwych substancji.

Poduszka SISSEL® Classic:

- Zdrowy i komfortowy sen w naturalnej pozycji.
- Odciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa, rozluźnienie mięśni i anatomiczne wsparcie dla szyi i karku.
- Wykonana ze sprężystej pianki poliuretanowej najwyższej jakości.
- Poddana testom alergologicznym, wolna od szkodliwych dla zdrowia substancji (np. fluoro-węglowodórów).
- Higieniczna i łatwa w czyszczeniu - wkład piankowy może być prany ręcznie.
- W komplecie znajduje się wygodna i przyjemna nawet dla delikatnej skóry poszewka welurowa (możliwość prania 60°C)
- Dostępna w dwóch rozmiarach: M - 47 x 33 x 11 cm i L: 47 x 33 x 14 cm.
- 5-letnia gwarancja na zachowanie kształtu.