

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-ortopedyczna-sissel-classic-rozmiar-m-p-4716.html>

## Poduszka ortopedyczna SISSEL Classic rozmiar M



Numer katalogowy	<b>63583226</b>
Producent	<b>Sissel</b>
Nr katalogowy	<b>110.005</b>

### Opis produktu

#### **Sissel® Classic rozmiar M. Jej skuteczność potwierdzają miliony użytkowników na całym świecie!**

To od niej zaczęła się historia marki Sissel. Sissel Classic jest prawdopodobnie pierwszą poduszką ortopedyczną na świecie, wyposażoną w niespotykane do tej pory rozwiązania - anatomiczne wyprofilowanie i unikalną krawędź. Jej innowacyjny kształt, będący wynikiem wielu skrupulatnych analiz i testów, okazał się skutecznym sposobem na poprawę jakości snu i zachowanie prawidłowej, zdrowej pozycji podczas leżenia, co potwierdzają miliony zadowolonych użytkowników. Światowy bestseller wśród poduszek ortopedycznych!

#### **Najwyższa jakość i skuteczność Sissel Classic?**

Sissel Classic jest ortopedyczną poduszką, której wyjątkowy kształt umożliwia zdrowe, anatomiczne i prawidłowe ułożenie ciała podczas snu, zachowujące naturalną krzywiznę kręgosłupa. Dzięki jej wyprofilowaniu i specjalnie skonstruowanej krawędzi szyja jest optymalnie podparta w trakcie leżenia, mięśnie przestają być napięte a odcinek szyjny kręgosłupa zostaje odciążony. Zachowanie naturalnej pozycji ciała, neutralnego ułożenia kręgów, a także rozluźnienie mięśni gwarantują zdrowy, relaksujący sen.

Do produkcji SISSEL® Classic stosowana jest sprężysta i mocna pianka poliuretanowa.

#### **Sprężysta pianka - trwała i wygodna**

Optymalne ułożenie kręgosłupa i podparcie szyi osiągnięte zostaje dzięki zastosowaniu odpowiedniego rodzaju materiału, z jakiego została wykonana poduszka. Sprężysta pianka poliuretanowa skutecznie spełnia swe zadania, będąc jednocześnie wygodną dla użytkowników. Poduszka Classic jest wyjątkowo trwała i odporna na odkształcenia. Jej konstrukcja i właściwości nie ulegają zmianie nawet podczas ręcznego prania, zapewniającego właściwy poziom higieny.

#### **Odpowiedni rozmiar poduszki Sissel Classic**

Użytkownicy mogą wybrać spośród dwóch dostępnych rozmiarów, różniących się wysokością - rozmiar M (wysokość 11 cm) oraz rozmiar L (wysokość 14 cm) - co pozwala na idealne dopasowanie poduszki Sissel Classic do własnych potrzeb. Jej właściwy dobór uzależniony jest od budowy ciała oraz szerokości ramion. Rozmiar M polecany jest dla szczupłych, drobnych osób o wąskich barkach. Osoby o przeciętnej budowie i szerszych ramionach powinny skorzystać z poduszki w rozmiarze L.

#### **Wymiary Sissel Classic rozmiar M**

---

Szerokość: 47 cm Długość: 33 cm Wysokość: 11 cm

Wskazana dla osób o drobnej budowie ciała i węższych ramionach, a także śpiących na miękkim materacu.

### **Wymiary Sissel Classic rozmiar L**

Szerokość: 47 cm Długość: 33 cm Wysokość: 14 cm

Idealna dla osób o nieco szerszych ramionach lub śpiących na twardszym materacu.

### **Wyprodukowana w Szwecji**

Wszystkie poduszki ortopedyczne Sissel produkowane są w Szwecji. Możesz być pewien skandynawskiej jakości.

### **5 lat gwarancji**

Wyjątkową jakość i wytrzymałość poduszek Sissel potwierdza pięcioletnia gwarancja.

### **Ortopedyczny kształtNieszkodliwe materiały**

Unikalne wyprofilowanie poduszek Sissel to efekt wielu badań i testów. To pionierskie rozwiązanie stało się wzorem dla innych producentów.

Poduszki ortopedyczne są wykonane z przebadanych, nieszkodliwych materiałów oraz testowane alergicznie.

### **Zalety poduszki SISSEL® Classicw skrócie:**

- Zdrowy i wygodny wypoczynek w trosce o Twój kręgosłup.
- Zredukowanie napięcia mięśni karku i szyi oraz ulga w dolegliwościach kręgosłupa w odcinku szyjnym.
- Poduszka wykonana z poliuretanowej pianki sprężystej.
- Komfortowa poszewka z weluru (pranie w 60°C).
- Piankowy wkład może być prany ręcznie.
- Dostępne dwa rozmiary poduszki: 47 x 33 x M: 11 cm lub L: 14 cm,
- Wykonana z nieszkodliwych materiałów, nie zawiera szkodliwych fluoro-węglowodorów.
- Testowana alergicznie.
- 5 lata gwarancji.