

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-ortopedyczna-sissel-soft-plus-p-4802.html>

Poduszka ortopedyczna SISSEL Soft Plus



Numer katalogowy	72262739
Producent	Sissel
Nr katalogowy	110.021

Opis produktu

SISSEL® Soft Plus - Wyjątkowo komfortowa i regulowana poduszka ortopedyczna

Anatomiczny kształt poduszki ortopedycznej Sissel Soft Plus w połączeniu z zaletami pianki visco-elastic oraz regulacją wysokości są sprawdzonym sposobem na zapewnienie optymalnej pozycji podczas snu. Właściwe wyprofilowanie, będące rezultatem wieloletnich badań i testów, służy do niezbędnego wsparcia szyi i karku, a co za tym idzie – odciążenia kręgosłupa, zniwelowania napięć mięśniowych oraz prawidłowego odpoczynku.

Troska o zdrowy kręgosłup również w trakcie snu

Wyjątkowa konstrukcja poduszki Sissel Soft Plus skutecznie i delikatnie podtrzymuje dolny odcinek kręgosłupa szyjnego. Jej wyprofilowany kształt, charakterystyczny dla wszystkich poduszek ortopedycznych Sissel, umożliwia zachowanie naturalnego, anatomicznego ułożenia kręgosłupa w trakcie snu. Dzięki temu mięśnie i kręgi nie są napięte, rozluźniają się i odpuszczają, jednocześnie będąc w zdrowym położeniu, zaś użytkownik poduszki budzi się bardziej wypoczęty.

Indywidualne dostosowanie wysokości poduszki

Decyzja o wyborze poduszki ortopedycznej wymaga właściwego dobrania jej wysokości spośród dostępnych modeli. Wybór ten opiera się na kilku czynnikach – analizie szerokości ramion, postury przyszłego właściciela oraz twardości jego łóżka. Tymczasem poduszka Sissel Soft Plus jest wyposażona we wkładkę Vario, wykonaną z elastycznej pianki, dzięki której będzie odpowiednia dla wszystkich osób. Umożliwia ona bowiem regulację wysokości poduszki i jej najlepsze dopasowanie do użytkownika, co gwarantuje skuteczność działania i prawidłowe podparcie szyi.

Pianka z pamięcią gwarancją pełnej wygody

Sissel Soft Plus wykorzystuje niezwykle właściwości pianki visco-elastic, zwanej również pianką z pamięcią, z której jest wyprodukowana. Zapewnia wyjątkowy komfort dla użytkownika, między innymi dzięki doskonałemu rozkładowi siły nacisku na powierzchnię poduszki, co zapobiega odczuwaniu nieprzyjemnych ucisków podczas leżenia. Oprócz tego materiał dopasowuje

się do kształtu ciała i jego temperatury, po czym natychmiast powraca do swego pierwotnego kształtu. Jest niezwykle odporna na odkształcenia, co gwarantuje wieloletnie stosowanie i długotrwałą skuteczność działania poduszki.

Wymiary poduszki Sissel Soft Plus

Szerokość: 47 cm Długość: 33 cm Wysokość: 11/14 cm

Wyprodukowana w Szwecji

Wykonana ze szwedzką precyzją i dbałością o szczegóły! Wszystkie poduszki ortopedyczne Sissel produkowane są w Szwecji.

5 lat gwarancji

Trwałość i wytrzymałość poduszki potwierdzona 5-letnią gwarancją na zachowanie kształtu.

Ortopedyczny kształt Przyjazne materiały

Anatomiczny profil poduszki to efekt długotrwałych badań. To ten kształt stał się wzorem dla innych producentów. Bezpieczne, naturalne i zdrowe. Poduszki Sissel nie zawierają szkodliwych materiałów i są testowane alergologicznie.

SISSEL® Soft Plus to:

- Zdrowszy sen i zdrowszy kręgosłup.
- Jej krawędź wypełnia przestrzeń między ramieniem a głową, wspierając szyję i zapewniając prawidłowe ułożenie kręgow.
- Wykonana z pianki z pamięcią – polecana także dla osób z wrażliwą szyją.
- Wyposażona w wysokiej jakości welurową poszewkę w kolorze kości słoniowej, którą można prać w temp. 60°C.
- Może być prana ręcznie.
- Indywidualna regulacja wysokości dzięki elastycznej wkładce.
- Wymiary: 47 x 33 x 11/14 cm,
- Testowana na obecność alergenów, nie zawiera fluoro-węglowodorów i innych niebezpiecznych substancji.
- 5 lat gwarancji.