

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-ortopedyczna-sissel-soft-rozmiar-l-p-4773.html>

## Poduszka ortopedyczna SISSEL Soft rozmiar L

Numer katalogowy **5406399**

Producent **Sissel**

Nr katalogowy **110.011**



### Opis produktu

## Anatomiczny kształt i pianka memory w trosce o zdrowy sen

### Sissel® Soft rozmiar L. Zadbaj o jakość swojego odpoczynku!

Sissel Soft to oryginalna szwedzka poduszka ortopedyczna. Jej niezwykle kształt, dopasowany do anatomii człowieka i uwzględniający naturalną krzywiznę kręgosłupa, delikatnie lecz skutecznie wspiera szyję i odciąża ten odcinek kręgosłupa oraz rozluźnia napięte mięśnie. Dodatkowo wykonana z delikatnej, reagującej na obciążenie pianki visco-elastic gwarantuje jeszcze większy komfort i idealne dopasowanie do każdego użytkownika.

### Anatomiczny profil Sissel Soft

Kształt i niespotykana, odpowiednio wyprofilowana krawędź to cecha charakterystyczna wszystkich poduszek ortopedycznych Sissel. Ich konstrukcja jest efektem długotrwałych analiz i testów i zapewnia skuteczne podtrzymanie szyi i karku, rozluźnienie mięśni oraz zmniejszenie napięcia międzykręgowego, a co za tym idzie – zdrowy, w pełni regenerujący sen oraz prawidłową pozycję ciała i kręgosłupa.

Do produkcji Sissel Soft wykorzystano najnowocześniejszą piankę sprężystą z pamięcią (visco-elastic).

### Pianka visco-elastic – najlepszy wybór

Sissel Soft wykonana jest z innowacyjnej pianki visco-elastic, doskonale reagującej na temperaturę i kształt ciała. Jej właściwości pozwalają na równomierne rozłożenie siły nacisku podczas leżenia na poduszce przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego stopnia podtrzymania odcinka szyjnego kręgosłupa. Delikatna pianka memory jest również wskazana dla osób wrażliwych na nacisk na szyję. Cechuje się także wysoką wytrzymałością i trwałością oraz odpornością na zmianę kształtu.

### Sissel Soft – dostępna w dwóch rozmiarach

---

Poduszki Sissel Soft dostępne są w dwóch rozmiarach. Różnią się one od siebie wyłącznie wysokością: M – 11 cm a L – 14 cm, pozostałe wymiary są te same. Dobór poduszki o odpowiedniej wysokości jest podstawą jej prawidłowego i skutecznego działania i powinien być przeprowadzony indywidualnie dla każdego użytkownika. Dla osób o drobnej budowie ciała i wąskich ramionach polecana jest niższa poduszka w rozmiarze M. Pozostali użytkownicy powinni wybrać wyższą, w rozmiarze L.

## Wymiary Sissel Soft rozmiar M

Szerokość: 47 cm Długość: 33 cm Wysokość: 11 cm

Dla użytkowników o wąskich ramionach i drobnej budowie, a także śpiących na miękkim materacu.

## Wymiary Sissel Soft rozmiar L

Szerokość: 47 cm Długość: 33 cm Wysokość: 14 cm

Zalecana dla osób o szerszych ramionach lub śpiących na twardszym materacu.

## Wyprodukowana w Szwecji

Skandynawska jakość!  
Wszystkie poduszki ortopedyczne Sissel są wytwarzane w Szwecji.

## 5 lat gwarancji

Potwierdzeniem ich jakości jest aż 5-letnia gwarancja na zachowanie kształtu.

## Ortopedyczny kształt

Szczegółowe badania zaowocowały stworzeniem niepowtarzalnej konstrukcji poduszki i jej niespotykany do tej pory kształt.

## Nieszkodliwe materiały

Poduszki Sissel wykonane są ze sprawdzonych, testowanych alergologicznie i nieszkodliwych dla zdrowia materiałów.

## Najważniejsze informacje o SISSEL® Soft:

- Sprawdzony sposób na zdrowy sen.
- Anatomicznie wyprofilowana i wykonana z pianki visco-elastic.
- Stanowi doskonałe wsparcie dla odcinka szyjnego kręgosłupa,
- Nie powoduje nieprzyjemnego nacisku na szyję.
- W komplecie komfortowa i przyjemna poszewka z weluru, którą można prać w temp. 60°C,
- Łatwa do utrzymania w czystości - wkład poduszki może być prany ręcznie.
- Występuje w dwóch wymiarach: 47 x 33 x M: 11 cm lub L: 14 cm,
- Wykonana z bezpiecznych dla zdrowia materiałów (nie zawiera fluoro-węglowodorów), testowana alergologicznie.
- 5 lat gwarancji na niezmienność kształtu.