

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-pneumatyczna-przeciwodlezynowo-stabilizacyjna-do-wozkow-multipozycyjnych-multifunctional-p-1312.html>



## Poduszka pneumatyczna przeciwodleżynowo-stabilizacyjna do wózków multipozycyjnych. MULTIFUNCTIONAL

Numer katalogowy	<b>MULTIFUNCTIONAL</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

Poduszka Vicair® Multifunctional została stworzona do używania w wózkach multipozycyjnych z regulowaną głębokością siedziska. Poduszka zapewnia wysoki poziom komfortu, optymalną ochronę skóry i stabilizację. Konstrukcja poduszki pozwala na całkowite zanurzenie i równomierną redystrybucję ciśnienia. W tym samym czasie pozwala utrzymać komfortową pozycję i wsparcie. Bezpieczne i trwałe rozwiązanie oferuje optymalne zabezpieczenie przed uszkodzeniami skóry. Zwłaszcza, gdy jest stosowana w połączeniu z poduszką oparcia Vicair Multifunctional.

Poduszki występują w dwóch grubościach 6 cm i 10 cm.

Zalety:

- optymalne zanurzenie i stabilizacja,
- wygoda i idealny rozkład ciśnienia,
- zapobiega ześlizgiwaniu się - minimalizuje siły ścinające,
- doskonała stabilizacja miednicy ,
- niska waga : 534g - 769g w zależności od rozmiaru,
- wytrzymałość do 250 kg,
- łatwa w użyciu,
- ogromna trwałość - dożywotnia gwarancja na komórki SmartCell,
- nie ma konieczności dopompowywania i okresowego sprawdzania poziomu ciśnienia.

Rozmiary poduszek:

Poduszki o szerokości siedziska 53 cm dostępne tylko w wysokości 10 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar (cm x cm):** 40cmx40cm , 40cmx45cm , 43cmx43cm , 45cmx40cm , 45cmx45cm , 45cmx50cm , 50cmx45cm , 50cmx50cm