

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-pneumatyczna-wielokomorowa-1-lub-2-zawory-p-3672.html>

## Poduszka pneumatyczna wielokomorowa 1 lub 2 zawory



Numer katalogowy **W0490003101**

Producent **Thuasne**

### Opis produktu

#### Wielokomorowa poduszka pneumatyczna

- Komórki wypełnione powietrzem są niezależne i z tego powodu ciało ułożone na poduszce uzyskuje większą powierzchnię kontaktu.
- Doskonała wentylacja pomiędzy komorami zmniejsza ryzyko maceracji skóry.
- Antypoślizgowa powierzchnia spodnia uniemożliwia poślizg poduszki po tapicerce wózka.
- Pokrowiec podkładu jest przepuszczalny dla powietrza, ale nieprzepuszczalny dla cieczy.
- Podkład dostarczany jest z pompką ręczną.

#### **1-zaworowy (1-komorowy) podkład dla pacjentów bez problemów ze stabilizacją**

Ref. W0490 003 101 (szerokość x głębokość x wysokość) 40 x 40 x 7 cm

Ref. W0490 003 201 (szerokość x głębokość x wysokość) 45 x 40 x 7 cm

#### **2-zaworowy (2-komorowy) podkład dla pacjentów z problemami ze stabilizacją**

Ref. W0490 003 301 (szerokość x głębokość x wysokość) 40 x 40 x 7 cm

Ref. W0490 003 401 (szerokość x głębokość x wysokość) 45 x 40 x 7 cm

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar (cm x cm):** 40 x 40 x 7 , 45 x 40 x 7

**Wariant:** 1 zaworowy (1 komorowy) , 2 zaworowy (2 komorowy)