

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-profilowana-do-snu-comfort-gel-p-3404.html>

Poduszka profilowana do snu COMFORT GEL



Numer katalogowy	MDQ001114WU
Producent	Qmed

Opis produktu

Poduszka reaguje na temperaturę i wagę ciała, dostosowując się idealnie do kształtu ciała, zapewniając prawidłowe podparcie i odciążenie głowy, szyi i ramion podczas snu. Dzięki właściwościom pianki leniwej, zachowane zostają naturalne krzywizny ciała. Łagodzi dolegliwości związane z bólami kręgosłupa, problemy z bezsennością, chrapaniem i napięciem nerwowym.

Idealna do spania na plecach, brzuchu czy boku.

Posiada zdejmowaną powłoczkę zewnętrzną.

Rozmiar: 60cm x 40cm x 13cm

Gęstość: 55 kg/m³

Skład:

Poduszka: Pianka poliuretanowa wiskoelastyczna

Poszewka: 75% bawełna, 25% poliester