


Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 21:18

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-profilowana-do-snu-kid-p-3405.html>

## Poduszka profilowana do snu KID



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | <b>MDQ001111C</b> |
| Producent        | <b>Qmed</b>       |

### Opis produktu

Odpowiednio wyprofilowany materiał zapewnia optymalne ułożenie głowy oraz odciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa w czasie snu. Odpowiednio dobrana pianka „leniwa” pozwala zredukować napięcia, a jej anatomiczny kształt zapewnia wygodę i odpowiednie podparcie dla szyjnego odcinka kręgosłupa. Poduszka posiada dwie poszewki. Poszewka wewnętrzna wykonana jest z bawełny a zewnętrzna z dzianiny typu frota strzyżona.

Poduszka przeznaczona dla dzieci powyżej 4 roku życia.

**Poduszka:** Pianka poliuretanowa wiskoelastyczna.

**Poszewka:** 75% Bawełna, 25% poliester.

**Wymiar:** 40x25x8/ 6 cm