

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-profilowana-do-snu-premium-p-3406.html>

## Poduszka profilowana do snu PREMIUM



Numer katalogowy	<b>MDQ001108</b>
Producent	<b>Qmed</b>

### Opis produktu

Poduszka profilowana do snu PREMIUM zapewnia optymalne ułożenie głowy oraz odciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa w czasie snu. Dzięki obustronnemu wyprofilowaniu, możliwe jest jej dostosowanie do preferowanej wysokości. Poduszka łagodzi dolegliwości związane z bólami kręgosłupa, problemy z bezsennością, chrapaniem i napięciem nerwowym. Wysokiej jakości pianka „leniwa” - termoelastyczna, reaguje na temperaturę ciała, zapewnia wygodę i odpowiednie podparcie poprzez swój anatomiczny kształt. Poduszka posiada zdejmowaną poszewkę zewnętrzną z materiału typu frotą.

Wykonana z pianki poliuretanowej wiskoelastycznej o gęstości 80 kg / m<sup>3</sup>

**Wymiary:** 60 x 35 x 12/10 cm