

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-profilowana-pod-glowe-head-p-3411.html>

## Poduszka profilowana pod głowę HEAD



Numer katalogowy	<b>MDQ001110C</b>
Producent	<b>Qmed</b>

### Opis produktu

Poduszka z pianki leniwej w kształcie walca. Znajduje zastosowanie w odciążeniu odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Idealna w podróży jako wsparcie głowy. Dzięki zapewnieniu prawidłowej postawy eliminuje napięcie mięśni karku, co zapobiega bólom głowy.

Ze względu na swój kształt może być wykorzystywana w rehabilitacji kończyn dolnych i leczeniu schorzeń kręgosłupa lędźwiowego - ułożenie jej pod kolanami zapewnia odciążenie zarówno stawów kolanowych, biodrowych jak i więzadeł krzyżowo-lędźwiowych. Łagodzi bóle kręgosłupa oraz zapewnia komfortową relaksacyjną pozycję. Kompaktowy kształt umożliwia jej wszechstronne wykorzystanie i łatwy transport. Trwała, zachowuje swój kształt dzięki zastosowanej pianki leniwej. Posiada pasek ułatwiający mocowanie na zagłówku fotela czy oparciu.

**Wymiar:** 12 cm/ 27 cm

**Poszewka zewnętrzna:** zdejmowana poszewka welurowa z paskiem mocującym.

**Poszewka wewnętrzna:** stała poszewka poliestrowa

**Poduszka:** pianka wysokoelastyczna o gęstości 55 kg / m<sup>3</sup>