


Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-przeciwoodleżynowa-z-wkładem-żelowym-super-żel-681-p-7209.html>

Poduszka przeciwoodleżynowa z wkładem żelowym Super żel 681



Numer katalogowy	9247
Producent	Rehafund

Opis produktu

Rewolucyjna poduszka przeciwoodleżynowa z wkładem żelowym dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii sprawia, że profilaktyka oraz leczenie odleżyn nabiera nowego znaczenia. Unikalny profil medyczny i otwarta struktura pianki umożliwia swobodne krążenie powietrza, rozprasza ciepło i wilgoć na skórze pacjenta. Wkład, żelowy zapewnia doskonałą redystrybucję nacisku na szerokiej powierzchni, dzięki czemu znacznie redukuje nacisk na ciało. Dolna warstwa pianki doskonale stabilizuje poduszkę. W efekcie dwie warstwy pianki o różnych gęstościach i profilu, a także wkład żelowy sprawiają, że długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej nie stanowi już problemu.

- znacznie redukuje i rozkłada nacisk podłoża na ciało
- doskonale dopasowuje się do kształtu miednicy
- zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza
- posiada trudno-przepuszczalny dla cieczy i paro-przepuszczalny pokrowiec z kieszonką na drobiazgi i rzepem dla lepszej stabilizacji pozycji siedzącej
- przeznaczona dla osób spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej np. przy komputerze, na wózku inwalidzkim, w samochodzie, w pracy.
- Wymiary (wys. x głęb. x szer.): 7 x 42 x 44 cm, dostępna w dodatkowych szerokościach: 40, 48 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (cm x cm): 7 x 42 x 40 , 7 x 42 x 44 , 7 x 42 x 48