

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:30

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-seat-cushion-p-3416.html>

Poduszka SEAT Cushion

Numer katalogowy **DRQE3E1CDXUXP**

Producent **Qmed**



Opis produktu

Qmed Seat Cushion – poduszka przeznaczona dla osób, które szukają komfortu w pozycji siedzącej. Poduszka wyprodukowana jest z termoaktywnej pianki leniwej o dwóch gęstościach. Tak jak wszystkie wyroby Qmed ze wspomnianej pianki dopasowuje się do masy ciała. Dodatkowo posiada wyprofilowany anatomiczny kształt, wpływający na wygodę i ułatwiający zajęcie prawidłowej dla kręgosłupa pozycji.

Seat Cushion odciąża kręgosłup, zmniejsza nacisk na guzy kulszowe i kość ogonową. Propozycja doskonała do biura, domu, samochodu, a także dla osób korzystających z wózków inwalidzkich.

Spód wykonany jest z materiału antypoślizgowego, posiada dodatkowe zapięcie z regulacją pozwalające zamocować poduszkę w szybki i prosty sposób.

Wymiary: 46 x 41 x 7.5 cm

Gęstość:

- **wewnętrzna:** 80 kg/m³
- **zewnątrzna:** 110 kg/m³