

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-sensoryczna-sissel-sitfit-36-cm-niebieski-p-4779.html>



## Poduszka sensoryczna SISSEL SITFIT 36 cm (niebieski)

Numer katalogowy	<b>47465824</b>
Producent	<b>Sissel</b>
Nr katalogowy	<b>160.110, 113, 114</b>
Kolor:	<b>Niebieski (160.114)</b>

### Opis produktu

## Poduszka sensomotoryczna Sissel Sitfit 36 cm - łatwy sposób na zdrowe plecy bez uciążliwych ćwiczeń

Aktywna poduszka powietrzna SISSEL® SITFIT® 36 cm dzięki swej unikalnej konstrukcji wymusza ciągłe balansowanie ciałem, sprzyja osiągnięciu prawidłowej, pionowej pozycji oraz trenuje i wzmacnia mięśnie grzbietu oraz odciąża kręgosłup podczas siedzenia. Polecana jest szczególnie osobom spędzającym wiele godzin w pozycji siedzącej w pracy lub w domu. Łączy w sobie zalety klinów do siedzenia z właściwościami piłki rehabilitacyjnej, jest jednak od niej łatwiejsza w przenoszeniu, mniejsza, bezpieczniejsza i może być stosowana na dowolnych stabilnych siedzeniach – krzesłach, ławkach. Przydatna także podczas ćwiczeń w pozycji siedzącej, leżącej lub stojącej.

- Uniwersalna, przenośna, wygodna.
- Poduszka do dynamicznego siedzenia oraz ćwiczeń.
- Przydatna do siedzenia dla osób z ADHD (nadpobudliwością psychoruchową).
- Bezpieczna, bardziej stabilna niż piłki rehabilitacyjne.
- Posiada antypoślizgową powierzchnię, nie wymaga mocowania do podłoża.
- Twardość poduszki może być dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkowników dzięki regulacji ilości powietrza przy pomocy pompki.
- Do jej produkcji nie są wykorzystywane szkodliwe substancje, np. powodujący alergię lateks oraz niebezpieczne uelastyczniacze (ftalany).
- Występuje w trzech kolorach.
- Średnica poduszki - 36 cm (jest też dostępna mniejsza wersja o średnicy 33 cm).